

LYMPHATOUCH®

SIGNIFICANTE VERBETERING VAN SECUNDAIR LYMFOEDEEM, LITTEKENWEEFSEL EN FIBROSEN NA BEHANDELING MET NEGATIEVE DRUK

BESCHRIJVING

- Vrouw met secundair lymfoedeem, verkleefd littekenweefsel en fibrosen na verwijdering van een tumor
- 3 jaar onbehandeld

BEHANDELING IN DE PRAKTIJK

- 3 behandelingen in 1 ½ week
- Fill& Flush manuele lymfedrainage aangevuld met de Lymphatouch®.

Instellingen Lymphatouch®

1e behandeling	80 mmHg 60 HZ kop 2
2e behandeling	175 mmHg 20 HZ kop 2
3e behandeling	175 mmHg 20 HZ kop 2

BEHANDELING IN DE THUISITUATIE

- 2x daags masseren met stressballetje
- Schuimverband op litteken en fibrosen naast tepel in bh dragen

RESULTATEN

- Verhardingen zijn soepel geworden en de huid voelt elastischer aan
- Ingetrokken litteken naast de tepel is minder diep geworden
- Afname van lymfevocht waardoor zwelling is afgenomen (gemeten met de Lymphscanner)

VOOR BEHANDELING



NA 3 BEHANDELINGEN



De meetresultaten met de Lymphscanner tonen een afname van het lymfevocht.
De plooi onder de borst laat zien dat de zwelling is afgenomen.
Het ingetrokken litteken naast de tepel is minder diep geworden.